

p-CAM-ICU	
De pediatrie versie van de Confusion Assessment Method of the Intensive Care Unit	
ALGEMENE GEGEVENS VRAGENLIJST	
Oorspronkelijke versie	Ely et al. (2001)
Huidige versie	Ely et al. (2001)
Doel	Diagnose van pediatrisch delier bij ernstig zieke kinderen
Gebruik	Pediatriesch delier
Doelgroep	Vanaf 5 jaar
Afname	Hoe: Voor afname is training nodig. Tijdsduur: 2 tot 10 minuten
INHOUD VAN DE VRAGENLIJST	
Beschrijving	<p>Materiaal: Pocket card, worksheet, daily guide, ASE picture packets.</p> <p>Schalen: In de p-CAM-ICU komen 4 kenmerken aan bod: Acuut begin en fluctuerend beloop, Verminderde aandacht, Ongeorganiseerd denken, Veranderd bewustzijnsniveau.</p> <p>Interpretatie: De p-CAM-ICU is positief indien kenmerk 1, 2 en 3 en/of 4 aanwezig zijn (dus kenmerk 1, 2 en 3, of kenmerk 1, 2 en 4 of kenmerk 1, 2, 3 én 4). In principe hoeft je dus kenmerk 3 niet te testen indien kenmerk 1, 2 en 4 positief zijn.</p>
Betrouwbaarheid en validiteit (COTAN)	<p>Betrouwbaarheid: niet bekend</p> <p>Begripsvaliditeit: niet bekend</p> <p>Criteriumvaliditeit: niet bekend</p>
Wetenschappelijke onderbouwing	<ul style="list-style-type: none"> Ely, E.W., et al., Evaluation of delirium in critically ill patients: validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). Crit Care Med, 2001. 29(7): p. 1370-9. Ely, E.W., et al. Delirium in mechanically ventilated patients: validity and reliability of the confusion assessment method for the intensive care unit (CAM-ICU). JAMA. 2001 Dec 5; 286(21): 2703-10.
Uitgever	<p>Zie website: http://www.mc.vanderbilt.edu/icudelirium/assessment_pediatic.html Materialen zijn hier vrij verkrijgbaar. De Nederlandse versie is op te vragen via e-mail: jan.schieveld@mumc.nl.</p>